

SAW1412 足関節鏡視下手術シミュレータ

足関節鏡視下手術の指導、トレーニング用の関節鏡視下手術シミュレータです。
この足関節鏡視下手術トレーナーは、さまざまな診断および手術技術に使用されます。
距骨背部、内側、側方の通顆間骨折、距腿関節の前側に軟骨軟化症、前距腓靭帯の外側に骨軟骨性の遊離体が観察できます。

成人 実物大 足モデル (左)



SAW1412

品番：SAW1412
品名：足関節鏡視下手術シミュレータ

【セット内容】

- 足モデル本体
- 踵インサート (SAW1412-1)
- バースブロック
- ボーンクランプ
- C型クランプ



踵インサートは簡単に交換できます。
品番：SAW1412-1 付属。



使用時は付属のボーンクランプとCクランプで固定します。

Replacement parts

交換部品

SAW1412-1
踵インサート



SAW1600
ボーンクランプ



SAW1601
C型クランプ



別売りの踵インサートを
使用可能です。

品番：SAW1412-2 品名：踵インサート A
品番：SAW1412-3 品名：踵インサート B

※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F
TEL：03-5725-3346 FAX：03-5725-3487

SAW1412-8 足関節鏡視下手術シミュレータ EPF

EPF : Endoscopic Plantar Fasciotomy 内視鏡的足底筋膜切開術

足関節鏡視下手術と足底筋膜切開用の指導、トレーニング用の関節鏡視下手術シミュレータです。
交換型距腓インサートと交換型 EPF（内視鏡的足底筋膜切開術）用筋膜付き。

足関節鏡視下手術シミュレータ SAW1412 の交換型インサートと併用が可能です。

成人 実物大 足モデル (左)



品番：SAW1412-8
品名：足関節鏡視下手術シミュレータ EPF

【セット内容】

- 足モデル本体
- 踵インサート (SAW1412-1)
- 足底筋膜インサート (SAW1412-9)
- バースブロック
- ボーンクランプ
- C型クランプ

足底筋膜インサート付属。
簡単に交換できます。
品番：SAW1412-9

踵インサートは
簡単に交換できます。
品番：SAW1412-1 付属。

使用時は付属の
ボーンクランプとCクランプで
固定します。

Replacement parts

交換部品

SAW1412-1
踵インサート



SAW1412-9
足底筋膜インサート



SAW1600
ボーンクランプ



SAW1601
C型クランプ



別売りの踵インサートを
使用可能です。

品番：SAW1412-2
品名：踵インサート A

品番：SAW1412-3
品名：踵インサート B

※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F
TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487

Replacement parts

SAW1412・SAW1412-8 共通の交換部品です。



SAW1412-1 : 踵インサート

距骨、脛骨、腓骨、両側距骨ドーム骨折、腓骨前側の横断骨折、脛骨前面の軟骨軟化症、遊離体が含まれます。

Includes talus, tibia, and fibula with bilateral talar dome fracture, transverse fracture on the anterior fibula, chondromalacic area on the anterior aspect of the tibia, and loose bodies.

Material: Solid Foam



SAW1412-2 : 踵インサート A

距骨、脛骨、腓骨、前方遠位脛骨棘、肥大型滑膜炎、内側のインピンジメント病変、外果付近副骨、タロカナル管外側骨折、遊離体を含みます。

Includes talus, tibia, and fibula with anterior distal tibial spur, hypertrophic synovitis, medial impingement lesion, os subfibulare, talocalcaneal lateral fracture, and loose bodies.

Material: Solid Foam



SAW1412-3 : 踵インサート B

距骨、脛骨、腓骨、外側溝の通顆骨折、内側インピンジメント病変、肥厚性滑膜炎、前距骨骨棘、痛風、足底の変性、遊離体が含まれます。

Includes talus, tibia, and fibula with transchondral fracture in lateral gutter, medial impingement lesion, hypertrophic synovitis, anterior talar spur, gout, basal degeneration and loose bodies.

Material: Solid Foam

Replacement parts

SAW1412-8 用の交換部品です。

※SAW1412には使用できません。



SAW1412-9 : 足底筋膜インサート (SAW1412-8 用)

足関節鏡視下手術シミュレータ EPF (SAW1412-8) 用交換部品です。

Material: Flexible Plastics

※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など
最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F
TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487