

SAW1411 肘関節鏡視下手術シミュレータ



肘関節鏡視下手術の技術習得・向上のための指導、演習、実習用に開発された肘モデルです。使用時は付属のクランプを台に固定し、モデルをセットします。骨インサートは交換可能で、上腕骨小頭の軟骨侵食部 (cartilage erosion of capitulum)、橈骨頭骨折部 (fracture of radial head)、関節内遊離体 (loose bodies) が含まれます。前腕は回内および回外も可能です。

成人 実物大 肘モデル (左)

【セット内容】

- 肘モデル本体
- 骨インサート
- ボーンクランプ
- C型クランプ



インサートは簡単に交換可能です。

使用イメージ

Options

別売りオプション

- SAW5700-5
- PAC カメラシステム 30°



Replacement parts

交換部品

SAW1411-2
骨インサート

SAW1600
ボーンクランプ

SAW1601
C型クランプ



※仕様・価格は予告なく変更されることがあります。



<https://humanbody.jp/>

人体ダミー・医療シミュレータ・生体力学試験材料など最新情報は web ヒューマンボディをご覧ください。

AVICE

株式会社アヴィス

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-10-16 中目黒ウイングビル 2F
TEL : 03-5725-3346 FAX : 03-5725-3487